

EVA
SCIENCE
A PART OF 

KEEP
CALM



MAKE
RUSSIAN
SOLVENTS

Мы являемся производителем
особочистых растворителей и
реактивов для аналитической
химии, биологии, синтеза
олигонуклеотидов и т.д. Наша
миссия – обеспечить клиентов
высококачественными
продуктами.

EVA
SCIENCE
A PART OF 

EVA Science – торговая марка компании Гринвэн СПб.

WE
MAKE
CHEMISTRY

 **GreenVan**

Наши производственные
мощности базируются в
Санкт-Петербурге.
Мы готовы обеспечить наших
клиентов бесперебойными
поставками по всей России.

1

2

Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Вредно при проглатывании или при вдыхании. Может причинить вред при попадании на кожу. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

При вдыхании: Обеспечить доступ свежего воздуха. Во всех сомнительных случаях, если симптомы не проходят, обратиться к врачу.

При контакте с кожей: Промыть кожу водой/принять душ. Во всех сомнительных случаях, если симптомы не проходят, обратиться к врачу.

При попадании в глаза: Держите глаза открытыми и промойте не менее 10 минут большим количеством чистой проточной воды. В случае возникновения раздражения глаз обратиться к окулисту.

При проглатывании: Прополоскать рот водой (только если пострадавший находится в сознании). Обратиться к врачу/специалисту.

Пользуйтесь соответствующими защитными очками/перчатками.

Хранить запечатанным. Не извлекать герметизирующую прокладку из-под крышки.

Утилизировать содержимое/тару в соответствии с местными/региональными/национальными/международными стандартами.

Бережь от источников воспламенения/нагревания/искр/открытого огня.

3

Изготовитель: ООО "Гринван СПб" 196624, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Поселок Шушары, 2-й Бадаевский проезд, д. 5, к. 1, стр. 1

Организация принимающая претензии от потребителей:
ООО "Гринван СПб" 196624, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Поселок Шушары, 2-й Бадаевский проезд, д. 5, к. 1, стр. 1

4

5

Изопропиловый спирт

МультиСОЛВ

для МС, ВЭЖХ, УФ, ИК анализа

Isopropanol (2-propanol)
Multisolv
For MS, HPLC, UV, IR

Упаковано: 18/01/2025
Срок хранения - 2 года.

Дата вскрытия ____/____/____

10

Объем – 2.5 л.

11

СНЗСН(ОН)СНЗ

11

Молярная масса
60,09 г/моль

11

Плотность
0,7851 г/см³

11

CAS № 67-63-0

12

Лабораторное, аналитическое и промышленное использование.
Подходит для препаративной хроматографии

12

Изопропанол очищен с использованием 0,2 мкм мембранного фильтра. Упаковано в атмосфере аргона.

12

Для получения сертификата анализа обратитесь к вашему продавцу или по почте sales@green-van.ru

13

Код продукта: EVA-IPSM
Партия: 01/25

14

1	Код классификации опасности и маркировки химической продукции (GHS)	2	Предупреждения, опасности (H) и меры предосторожности (P).	3	Сведения об изготовителе	4	Торговая марка	5	Наименование продукта на русском языке
6	Наименование продукта на английском	7	Дата упаковки	8	Срок хранения	9	Дата вскрытия (заполняется пользователем)	10	Объем
11	Основные физико-химические характеристики	12	Области применения и дополнительное описание	13	Код продукта	14	Номер партии	15	Знак "Сделано в России"



Сертификаты

Со спецификациями продукта можно ознакомиться на сайте evascience.ru.
Для получения сертификатов анализа (CoA) и паспортов безопасности (SDS), обращайтесь по адресу: sales@green-van.ru

Упаковка

Растворители в зависимости от номенклатуры поставляются в 1 и 2.5 литровых бутылках из темного стекла. Полная коробка содержит 4 бутылки по 2.5 литра

Особенности производства

Сделано в России по оригинальным методикам.

Характеристики на уровне европейских аналогов или лучше.

Возможность предоставления пробных образцов.

Возможность изменения характеристик товара под требования заказчика.

Понятная рекламация.

Оперативное снабжение лабораторий и производств свежими реактивами.

Независимый контроль качества.

Наработка на склад, в случае отсутствия позиции - до одного месяца.



Особенности упаковки и укупорки

Цветовая кодировка позволяет определять содержимое бутылки.

Двойная прокладка крышки PTFE-Silicone обеспечивает высокий уровень герметизации и инертности.

Крышка из полипропилена с кольцом первого вскрытия

Все растворители проходят фильтрацию через 0.22/0.05 мкм фильтр, продукты и укупорены в атмосфере аргона.

Горло GL45 дает возможность легкого соединения с импортным оборудованием

Продувка аргоном улучшает спектральные характеристики растворителя.

Легкочитаемая этикетка с подробной информацией о продукте.

Бутылка из янтарного химстойкого стекла с увеличенной толщиной стенки, сделанная в России.

Стандартные продукты

Кат. №	Наименование
Растворители Мультисолв и ВЭЖХ-МС	
EVA-MEM	Метанол Мультисолв для МС, ВЭЖХ, УФ, ИК, и Титрометрии
EVA-IPSM	Изопропиловый спирт Мультисолв для МС, ВЭЖХ, УФ, ИК анализа
EVA-DMSOM	ДМСО Мультисолв для ВЭЖХ, УФ, ИК и ГПХ
EVA-TOLM	Толуол Мультисолв для ВЭЖХ, УФ, ИК, ГПХ и ГХ-МС
EVA-EtAM	Этилацетат Мультисолв для МС, ВЭЖХ, УФ, ИК анализа
EVA-ME-UMS	Метанол для УВЭЖХ-МС
EVA-WAT-MS	Вода для ВЭЖХ-МС
Растворители для хроматографии	
EVA-ME-HPLC	Метанол для ВЭЖХ, УФ, ИК, ACS
EVA-ME-GRAD	Метанол для градиентной ВЭЖХ
EVA-ACN-HPLC	Ацетонитрил для ВЭЖХ, УФ, ИК, ACS
EVA-AVN-GRAD	Ацетонитрил для градиентной ВЭЖХ
EVA-THF-HPLC	Тетрагидрофуран для ВЭЖХ, УФ, ИК и ГПХ
EVA-IHEX	Изогексан для анализа
Растворители сухие и для синтеза олигонуклеотидов	
EVA-ME-DRY	Метанол сухой (макс. 30 ppm H ₂ O)
EVA-ACN-DNA	Ацетонитрил для синтеза ДНК и РНК (макс. 10 ppm H ₂ O)
EVA-DMSO-DRY	Диметилсульфоксид сухой (макс. 50 ppm H ₂ O)
EVA-TOL-DNA	Толуол для синтеза ДНК (макс. 30 ppm H ₂ O)
EVA-HEX-DRY	Гексан сухой (макс. 30 ppm H ₂ O)
EVA-THF-DRY	Тетрагидрофуран сухой (макс. 50 ppm H ₂ O)
Растворители и реактивы для биологии	
EVA-IPS-MOL	Изопропиловый спирт для молекулярной биологии
EVA-ME-BIO	Метанол Биосолв для вестерн-блоттинга
EVA-DMSO-MOL	ДМСО для клеточной биологии
EVA-DMSO-CRYO	ДМСО для криоконсервирования (стерильный)
Растворители фармакопейные	
EVA-DMSO-Ph	Диметилсульфоксид фармакопейный (Ph Eur, USP-NF)
EVA-ME-Ph	Метанол фармакопейный (Ph Eur, USP-NF)
EVA-IPS-Ph	Пропанол-2 Фармакопейный (Ph Eur)
EVA-EtA-Ph	Этилацетат фармакопейный (Ph Eur, BP)
Растворители для микроэлектроники	
EVA-DMSO-MOS	Диметилсульфоксид (MOS)
EVA-DMSO-VLSI	Диметилсульфоксид (VLSI)
EVA-ME-MOS	Метанол (MOS)
EVA-ME-VLSI	Метанол (VLSI)
EVA-IPS-MOS	Изопропиловый спирт (MOS)
EVA-IPS-VLSI	Изопропиловый спирт (VLSI)
EVA-TOL-MOS	Толуол (MOS)
EVA-TOL-VLSI	Толуол (VLSI)
EVA-EtA-MOS	Этилацетат (MOS)
EVA-EtA-VLSI	Этилацетат (VLSI)

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ



